



# Medicazione adesiva per mucosa AUGMASHIELD



## Sistema di medicazione costituito da uno strato adesivo della mucosa e uno strato protettivo



Povidone, Idrossietilcellulosa, Polietilenglicole, Etilcellulosa

## Lato di protezione

- Polimero insolubile in acqua

Il polimero sul lato protettivo copre la ferita per proteggere l'area di stimoli esterni (ad esempio virus, batteri, saliva, cibo, ecc.) nel cavo orale.




## Lato accessorio

- Polimero idrosolubile

Reagisce con acqua, sangue e saliva trasformandosi in gel.  
Forte aderenza quando applicato alle mucose.

## Fodera di rilascio


Per proteggere il lato accessorio.





# Caratteristiche e vantaggi


- Protegge le ferite intraorali da cibo, batteri e fumo di sigaretta.
- Aiuta nell'omeostasi
- Protegge il filo di sutura dall'irritazione della lingua.
- Forte adesione grazie al polimero idrofilo (autoadesivo con la saliva)
- Protegge i fattori di crescita nell'essudato che aiutano a guarire.
- Ridurre il dolore e la tenerezza.
- Evitare danni durante il periodo iniziale di guarigione della ferita (coaguli di sangue e formazione di fibrina).
- Facile da tagliare in diverse forme/dimensioni.




















7 giorni

3 mesi



